

Dermatix®

Evidencia Dermatix® Gel

Caso clínico 1.

BASAL



3 SEMANAS



2 MESES



Caso clínico 2.

BASAL



4 MESES



10 MESES



MEDA

Meda Pharma, S.A.
Avda. de Castilla, 2 - Edif. Berlín - 2ª Planta
Parque Empresarial San Fernando
28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid)
www.meda.es

DEX-037 CPS:1067-PS-CM

Dermatix

Una cicatriz puede
afectarte psicológicamente...
¿Cómo evitarlo?



MEDA



<p>GAMA</p>	<p>Dermatix® Gel</p> 	<p>Dermatix® Láminas Clear</p> 	<p>Dermatix® Láminas Fabric</p> 
<p>¿Qué es?</p>	<p>Gel transparente de silicona (Tubo 15 g)</p>	<p>Lámina adhesiva de silicona transparente (4 x 13 cm y 13 x 13 cm)</p>	<p>Lámina adhesiva de silicona color carne (4 x 13 cm y 13 x 13 cm)</p>
<p>¿Para qué sirve?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento y prevención de queloides y cicatrices hipertróficas (intervenciones quirúrgicas, heridas traumáticas, quemaduras) • Aplana, suaviza y reduce las cicatrices • Alivia el dolor, el picor y las molestias ocasionadas por las cicatrices • Reduce el enrojecimiento de las cicatrices 	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento y prevención de queloides y cicatrices hipertróficas • Reduce el dolor, picor, enrojecimiento y altura de las cicatrices • Previene cicatrices de reciente formación 	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento y prevención de queloides y cicatrices hipertróficas • Reduce el dolor, picor, enrojecimiento y altura de las cicatrices • Previene cicatrices de reciente formación
<p>¿Dónde usarlo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cara, articulaciones y pliegues • Zonas flexibles y pilosas 	<ul style="list-style-type: none"> • Áreas expuestas • Ideal para cara y manos 	<ul style="list-style-type: none"> • Zonas no visibles • Aplicable bajo la ropa
<p>Ventajas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mantiene el equilibrio hídrico de la piel • Totalmente invisible • Secado rápido 4 - 5 min • Fácil de usar • Permite uso de maquillaje o cremas fotoprotectoras • Apto para niños 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnología novedosa • Prácticamente invisible • Elástica y flexible • Transpirable • Lavable • Recortable 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnología novedosa • Tela sedosa (gran comodidad) • Elástica y flexible • Transpirable • Lavable • Recortable
<p>¿Cómo usarlo?</p>	<p>Aplicar 2 veces al día, una vez concluido el proceso de cicatrización</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Extender una capa muy fina, (cabeza de un alfiler) sobre la piel limpia y seca 2. Dejar secar 4 - 5 minutos antes de cubrir con ropa o maquillaje  <p>Usar por un período mínimo de 2 - 3 meses</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sacar el producto de su embalaje 2. Despegar el recubrimiento de papel protector y conservarlo 3. Colocar el producto con el lado adhesivo hacia abajo directamente sobre el área cicatricial 4. Mantener el producto de 12 a 23 horas al día. Una vez al día, lavar el área de la cicatriz y ambos lados de la lámina con jabón suave y agua. Aclarar bien y dejar secar al aire 5. Proteger el producto con el recubrimiento protector de papel entre las aplicaciones   <p>Usar por un período mínimo de 2 - 3 meses. No utilizar en heridas abiertas</p>	